

Bluetens Power Kit



Uživatelský návod

Děkujeme!

Děkujeme za to, že jste si zakoupili Bluetens Power Kit - rozšiřující sadu na břišní svaly.

Abyste je mohli využít na maximum, najdete v tomto *Návodu k použití* všechny důležité informace.

Chcete-li získat další informace nebo nám jednoduše sdělit svůj názor, můžete nás kontaktovat na adrese contact@bluetens.com.

Obsah balení

- Celkem 3 sady po 2 elektrodách pro péči a růst břišních svalů
- 1 klip na opasek
- 1 kabel s elektrodou a 2 karabinami
- Uzavíratelný obal

Bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je váš Bluetens vypnutý ve chvíli, kdy přikládáte, nebo sundáváte elektrody.
- Elektrody špatně přilnou, pokud jsou na kůži stopy tělového mléka, krému, oleje apod. Před aplikací kůži očistěte a osušte.
- Připevněte kabel k elektrodám před jejich aplikací na kůži.
- Při umísťování elektrod se držte doporučení v aplikaci. Přitlačte je pevně od středu ke krajům na kůži – celý povrch elektrod musí být v kontaktu s vaší pokožkou. Přilnavost je optimální ve chvíli, kdy elektrody dosáhnou teploty těla.
- Po použití elektrody umístěte správnou stranou na ochannou fólii a umístěte je do uzavřeného obalu. Zabráníte tak vyschnutí gelové vrstvy. Netahejte za kabel, ale odlepte roh elektrody a pomalu ji sloupněte z kůže.
- Gelové vrstvy se dotýkejte jen minimálně.
- Sáček s elektrodami skladujte při teplotě 5°C–27°C mimo sluneční záření.

- Elektrody jsou určeny pouze pro 1 pacienta. Počet možných aplikací závisí na stavu vaší pokožky, anatomickém umístění, typu použité terapie a zacházení po použití. Pokud gelová vrstva začne vysychat, můžete ji zvlhčit rovnoměrným rozetřením 1 – 2 kapek čisté vody.

Upozornění

- Nepoužívejte Bluetens ve vodě, nebo vlhkém prostředí (sauna, balneoterapie, hammam, apod.)
- Dodržujte doporučení spojená se správným umístěním elektrod. Návody byly vytvořeny v úzké spolupráci se zdravotníky a odpovídají oblastem těla, na kterých je Bluetens nejefektivnější.
- Používejte pouze kabely Bluetens.
- Během terapie neodpojujte kabely od elektrod. Před odpojením kabelů je nutné zařízení vypnout.
- Nikdy nesundávejte elektrody z těla ve chvíli, kdy je zařízení spuštěné.
- Nikdy nepřipojujte kabely k externímu zdroji energie. Takové zacházení může způsobit elektrický šok.
- Nepoužívejte poškozené kabely.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

FAQ

JE ELEKTRODOVÝ GEL BEZPEČNÝ?

Elektrodový gel Bluetens je dermatologicky kompatibilní, hypoalergenní a vysoce kvalitní pro dokonalou vodivost.

JAK DLOUHO ELEKTRODY VYDRŽÍ?

Elektrody lze použít 20 až 30krát. Záleží na typu pokožky, ochlupení a jeho rozložení.

JAK POZNÁM, KDY MÁM ELEKTRODY VYMĚNIT?

Pokud gel na elektrody zaschne, můžete přidat jednu nebo dvě kapky vody z vodovodu a rozetřít je jemně a rovnoměrně konečky prstů. Když máte pocit, že elektrody dostatečně nedrží na kůži nebo pokud cítíte brnění, znamená to, že gel vyschl a ztratil vodivost. To je ten správný čas na výměnu elektrod!



Po konci životnosti výrobku jej prosím odevzdejte na místě zpětného odběru odpadu.



contact@bluetens.com
www.bluetens.com

